

QuantStudio™ 6 Flex系统

- 灵活性 —

现场服务工程师可以在96孔、96孔快速或384孔形式之间更换或无缝升级至QuantStudio™ 7 Flex系统，为您提供更高层次的自动化、通量和多重分析性能。

- 准确性 —

OptiFlex®系统提供了增强型荧光检测，可实现准确且灵敏的数据分析。检测出单重反应中低至1.5倍的变化，10 log动态范围。

- 快速上手 —

提供了直观的软件、简单的触摸屏设置、自动化集成以及轻松的加热模块更换，使您可以立刻上手操作。

简介

QuantStudio™ 6 Flex实时荧光定量PCR系统适合从事多个应用领域的实验室或预算有限的最终用户使用。您只需一台仪器即可在96孔、96孔快速或384孔形式之间更换。

高性能数据分析

QuantStudio™ 6 Flex系统适用于中等至高通量实时荧光定量PCR，有助于提升实验室的多功能性。简单的触摸屏界面提供了一键式实验方案，可快速

简单地完成分析设置，而Twister® II机器人则提升了自动化环境下的产率。QuantStudio™ 6 Flex系统使您可以轻松达到>100次运行的数据恢复能力，并提供了全新的数据分析方法。嵌入式基因表达(RQ)研究应用程序可以轻松管理较大的数据组，分析>100次运行，而热图和散点图提供了快速数据质量检查。您可以利用实时荧光定量PCR进程监控器优化您的基因分型运行时间，确定理想的实时基因分型簇分析循环数。

软件

直观的界面和创新的软件设计便于使用，可轻松识别的图标能引导您完成整个工作流程，设置运行并分析实验。图形界面使您可以轻松编辑PCR热循环条件，而利用ReadiApp®特性可以快速选择默认的标准应用实验方案。

软件采用可扩展的构架，提供了可选的附加特性，如改进的高分辨率熔解软件(HRM)选项，其采用内置的MeltDoctor™实验方案和校准，您可以缩短优化运行的时间，从而将更多的时间用于分析您的结果。通过方便的软件设置即可确定您想看到的变异数量。SAE模块遵循美国联邦法规第21章第11节(21 CFR Part 11)的标准，能提供安全、审计和电子签名记录信息，从而实现全方位的数据可追溯性。



便捷的自动化操作

您可以从任意一台联网计算机上打开QuantStudio™ 6 Flex系统。采用QuantStudio™ 6软件仪器控制面板，您可以浏览运行统计数据，并通过台式计算机远程实时控制至多四台仪器或实验。不在实验室时，您可以监控最多10台仪器的状态，并接收电子邮件通知，了解最新的运行和仪器状态以及仪器可用性。

高通量环境性能

只需按下一个按钮即可同时创建多个实验文件。您可以从其他的Applied Biosystems®实时系统中轻松导入反应板设置文件，或者设置预定义的实验模板导出偏好，并利用QuantStudio™ 6软件将其自动导出至您的目标文件目录中。利用QuantStudio™ 6软件打开应用程序接口(API)，实现诸如LIMS(实验室整合管理系统)等第三方系统或定制自动化平台的整合。

保证

购买上述平台可享受部件及人工的1年有限保证，并可获得安装包，其包括由训练有素的Life Technologies服务支持团队成员提供的设置和校准服务。

服务与支持

Life Technologies为QuantStudio™ 6 Flex实时荧光定量PCR系统提供全方位的服务和支持。利用我们的Smart监控服务可对仪器进行远程监控，通过互联网主动追踪关键系统参数，并有助于识别多种潜在的仪器故障，以免对您的实验室效率造成影响。

规格

加热模块配置：

96孔、快速96孔、384孔

加热模块更换设计：

前侧加热模块更换只需不到1分钟时间；无需工具

运行时间：

30分钟 (快速96孔)

35分钟 (384孔)

升温速率：

3.9°C/秒 (96孔)

6.5°C/秒 (快速96孔)

3.5°C/秒 (384孔)

降温速率：

3.6°C/秒 (96孔)

6.0°C/秒 (快速96孔)

3.0°C/秒 (384孔)

孔间差异：± 0.25°C

激发源：OptiFlex™系统灯

检测通道：

耦合的5个滤光片组

激发：455-650 nm

发射：505-696 nm

订购信息

QuantStudio™ 6 Flex配置	货号
QuantStudio™ 6 Flex 96孔仪器，笔记本电脑配置	4485689
QuantStudio™ 6 Flex 96孔快速仪器，笔记本电脑配置	4485699
QuantStudio™ 6 Flex 384孔仪器，笔记本电脑配置	4485691
QuantStudio™ 6 Flex 96孔仪器，台式电脑配置	4485692
QuantStudio™ 6 Flex 96孔快速仪器，台式电脑配置	4485697
QuantStudio™ 6 Flex 384孔仪器，台式电脑配置	4485694
QuantStudio™ 6/7 Flex 96孔加热模块升级版试剂盒	4453543
QuantStudio™ 6/7 Flex 96孔快速加热模块升级版试剂盒	4453544
QuantStudio™ 6/7 Flex 384孔加热模块升级版试剂盒	4453545

更多信息，请登录 lifetechnologies.com/quantstudio6flex

Life Sciences Solutions, Thermo Fisher Scientific

免费服务电话：800 820 8982 / 400 820 8982
销售服务信箱：sales-cn@lifetech.com
技术咨询信箱：cntechsupport@lifetech.com

上海办事处 电话：021-61452000
北京办事处 电话：010-84461800

广州办事处 电话：020-38975100
成都办事处 电话：028-86672836

www.lifetechnologies.com